

微量高速遠心機

(日立 CF15RXII)

最大回転速度 15,000 r.p.m., 設定温度 -9~40℃で遠心分離できる。アングルローター T15A41/42 (15 mL×4本または50 mL×4本), T15A39-1064 (1.5 mL×24本) が利用可能。



卓上遠心機

(KOKUSAN H-36)

スイングローター RF-110 を装備。PP-030 (15 mL×8本, 最大回転数 3,500 r.p.m.) または MT-030 (50 mL×1本, 最大回転数 5,000 r.p.m.) が利用可能。

