

## 減圧濃縮遠心機

(Thermo SCIENTIFIC SAVANT DNA120)

43°Cまたは 60°Cの 2 種類の温度設定が可能でメンテナンスフリーモーター（1725 r.p.m.一定）搭載。オイルフリー2 ヘッドダイヤフラムポンプ内臓で最終到達真空度は 10Torr 以下。1.5 mL×24 本を一度に減圧乾固できる。



## 遠心エバポレーター

(EYELA CVE-1000)

## ダイヤフラム型真空ポンプ

(EYELA EVP-1100)

